

Matelas Anti Renversement Basique Pour Lit Bébé MICUNA

Matelas à noyau articulé

L'inclinaison améliore la respiration, réduit la pression de la tête sur le matelas, diminue la possibilité de plagiocéphalie positionnelle, favorise la digestion et réduit les régurgitations. Ce système permet d'éviter les situations dangereuses, telles que l'effet de masque et l'effet semi-incorporé, de réduire la réinhalation de CO2.

R&R basic CH-1740 (117 x 57 x 10 cm)

R&R basic CH-1741 (137 x 67 x 10 cm)



- 1 **Détail de l'intérieur**
Noyau PAD, polyuréthane haute densité.
- 2 **Noyau articulé 25D**
- 3 **Tissu Safe & Clean**
- 4 **Tissu STRETCH.** La face supérieure du matelas est constituée d'un tissu technique qui permet une respirabilité de 60 %, empêchant ainsi l'humidité de se condenser.
- 5 **Anti-basculement et demi-rouleau** (Seul le demi-rouleau est déhoussable)

Conseils d'utilisation

Ajustement parfait : Le matelas doit s'adapter parfaitement au lit de bébé sans laisser d'espace sur les côtés (la réglementation européenne exige que les espaces ne dépassent pas 30 mm), car le bébé pourrait se retrouver coincé. Protection et hygiène : utilisez toujours un protège-matelas imperméable mais respirant. Cela protégera la mousse à mémoire de forme de l'humidité, des vomissements ou des fuites de la couche sans empêcher la circulation de l'air. Évitez d'utiliser des surmatelas supplémentaires : n'ajoutez pas de surmatelas en mousse à mémoire de forme supplémentaires. Ils peuvent créer des creux dangereux près de la tête du nourrisson s'il se retourne sur le ventre.